

**2019年2月改訂(第4版)

*2016年4月改訂(第3版)

** 認証番号 224AABZX00160000

機械器具 25 医療用鏡 管理医療機器 ビデオ軟性小腸鏡 JMDNコード:36299000

** (ビデオ軟性大腸鏡 JMDNコード:36117000)

** (ビデオ軟性胃十二指腸鏡 JMDNコード:38805000)

特定保守管理医療機器

** 「電子内視鏡 EN-580T」の付属品

取付具 ST-05B

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本製品は、下記内視鏡に使用すること。

** 適用内視鏡 : EN-450P5/20
EN-450T5/W
EN-580T
EN-530T
EN-580XP
EC-450BI5
EI-530B
EI-580BT
適用バルーン : BS-1、BS-2

材質 : ケント紙
オートクレーブ: 可

本製品は未滅菌である。
(用事滅菌品)

【使用上の注意】

<使用注意>

1. 準備と点検

(1) 本製品が故障するなど不測の事態に備えて、使用前に本製品の予備を用意すること。内視鏡手技を継続できない場合がある。

2. 使用方法

(1) 本製品の使用方法は、使用する内視鏡の取扱説明書を参照すること。

【保管方法及び有効期間等】

<有効期間>

本製品は単回使用である。有効期間は製造後2年とする。
「自己認証(当社データ)による」

* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

富士フイルム株式会社

TEL: 0120-771669

販売業者

富士フイルムメディカル株式会社

TEL: 03-6419-8033

FW773A-6 202B1223414C
1902-4.0-FM