

機械器具25 医療用鏡  
一般医療機器 内視鏡用バルーンポンプ JMDNコード：36500001

特定保守管理医療機器 「バルーンコントローラー PB-20」の付属品  
チューブキットTY-04

---

**【形状・構造及び原理等】**

適用装置：PB-20

材質：シリコン、ポリプロピレン、  
ポリブチレンテレフタレート、  
ポリテトラフルオロエチレン

オートクレーブ：可

本製品は、未滅菌です。  
（用時滅菌品です。）

**【包装】**

1セット／箱

取扱説明書を必ずご参照ください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者

富士フイルム株式会社  
神奈川県足柄上郡開成町宮台798番地  
TEL : 0120-771669

製造業者

株式会社幸大ハイテック 羽生工場  
埼玉県羽生市大沼2丁目45番地

販売業者

富士フイルムメディカル株式会社  
東京都港区西麻布二丁目26番30号  
TEL : 03-6419-8033

販売店
-----