

\*\*2019年2月改訂(第4版)

\*\* 認証番号 221AABZX00125000

\*2016年2月改訂(第3版)

機械器具 25 医療用鏡 管理医療機器 送気送水機能付内視鏡用光源・プロセッサ装置 JMDNコード: 34540002  
特定保守管理医療機器

**\*\* 「プロセッサ EPX-3200」 の付属品  
キセノンランプ LMP-001**

---

**【形状・構造及び原理等】**

適用プロセッサ: EPX-3010、EPX-3000、EPX-3200、EPX-2501  
ランプ定格 : 11.7V 150W ショートアークキセノンランプ

**\*\* 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

製造販売業者

富士フイルム株式会社

TEL: 0120-771669

販売業者

富士フイルムメディカル株式会社

TEL: 03-6419-8033

取扱説明書を必ずご参照ください。

FW853A 202B1223424C  
1902-4.0-FFTP