

**2016年4月改訂（第5版）

認証番号 220AABZX00218000

*2010年7月改訂（第4版）

機械器具 25 医療用鏡 管理医療機器 ビデオ軟性胃十二指腸鏡 JMDNコード：38805000

（ビデオ軟性食道鏡 JMDNコード：38666000）

「電子内視鏡 EG-590WR」の付属品

鉗子栓 FOV-DV7

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

本製品は、当社内視鏡の取扱説明書に適用鉗子栓が FOV-DV7 と記載がある内視鏡に使用すること。

オートクレーブ：可

本製品は、未滅菌である。
（用時滅菌品）

* ** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

富士フイルム株式会社

TEL：0120-771669

販売業者

富士フイルムメディカル株式会社

TEL：03-6419-8033

取扱説明書を必ずご参照ください。

FW780A

202B1223404B

1604-3.0-FM