

**2016年4月改訂(第4版)

認証番号 220AABZX00264000

*2010年7月改訂(第3版)

機械器具 25 医療用鏡 管理医療機器 ビデオ軟性胃十二指腸鏡 JMDNコード: 38805000

(ビデオ軟性食道鏡 JMDNコード: 38666000)

「電子内視鏡 EG-450G」の付属品

鉗子栓 FOV-DV1

再使用禁止

【禁忌・禁止】

再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

内視鏡の取扱説明書に適用鉗子栓が FOV-DV1 と記載がある機種には使用できます。

適用内視鏡 : グループ 5、グループ 8 を除く下記内視鏡
100 システムの内視鏡
200 システムの内視鏡
400 システムの内視鏡

材質 : オイル含侵シリコンゴム
オートクレーブ: 可

本製品は、未滅菌です。
(用時滅菌品です。)

* ** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
富士フイルム株式会社
TEL : 0120-771669

販売業者
富士フイルムメディカル株式会社
TEL : 03-6419-8033

取扱説明書を必ずご参照ください。

FW781A 202B1223411B
1604-3.0-FM